


Brug af app til pleje.net og "Fælles-notater" i pleje.net

Vejledning til app (fodterapeuter)

Fra App Store (Iphone) eller Play Store (Android) downloades app'en "pleje.net"


Krav til Iphone eller Ipad er IOS16 eller nyere (1/7-2025)

Krav til Android er Android9 eller nyere (1/7-2025)






Når du åbner app'en skal du vælge "Brugernavn og kodeord".




Indtast det brugernavn og kodeord du har fået oplyst fra Region Midtjylland




Indtast den 4 cifrede PIN du modtager på din telefon/ipad – du kan vælge at huske PIN til næste gang ved at vælge Ja, eller få en ny PIN næste gang du logger på ved at vælge Nej



Første gang du logger på **kan** du få oplysninger om hvad der er nyt i app'en og adgang til vejledninger. Vælg "Næste" for at komme videre.



Vælg det notat fællesskab som du vil sende notatet til.




Fra indsamlingssiden tilføjes billeder ved at trykke på "kamera"-ikonet, hvorved kameraet åbnes. HUSK at give tilladelse til at app'en må benytte telefonens kamera.

Selve kameraet har en "fotoassistent" der består af en række ikoner i venstre side. Ikonerne indikerer, om:


- der er et sår på billedet
- såret er centreret
- der er en QR-kode
- QR-koden er parallel med linsen
- om billedet er et nær- eller oversigtsbillede

Derudover kan kameraet benytte sin autofokus til at stille skarpt på det største sår på billedet. Der kan også optages video.




Fotoassistenten kan fravælges, både i kamera (fra gang til gang) og i appens indstillinger (permanent).


Når du har taget fotos, vælges fluebenet nederst i højre hjørne




Ønsker du at se de billeder der er taget, kan dette gøres via galleri ikonet.



På den medie-oversigt du får frem, kan du fravælge billeder. Fra oversigten kan fotos åbnes i fuld skærm, hvorfra videoer kan afspilles eller billeder kan beskæres. Vælg luk for at vende tilbage til notat-siden



Når du er klar til at sende, vælg "pilen" øverst i højre hjørne



Næste trin er overførslen. Vælg "log ud mens der overføres" og "Overfør som samlet notat" – vælg send. Nu sendes notatet og du logges ud af app'en.

OBS: HUSK AT RINGE TIL DEN AFDELING HVOR DU SENDER NOTATET TIL.

Kontakt og åbningstider findes her:

[KontaktoplysningerSårcenter_280525 .pdf](#)

Der gemmes ingen fotos lokalt på din telefon.