


Elektronisk henvisning til demens-udredning EG Clinea

Henvisning til demensudredning kræver vedhæftning af flere dokumenter, nemlig lægeudredningsskemaet og demensudredningen udført af demenssygeplejersken. Begge kan i Clinea vedhæftes elektronisk i henvisningen.

Lægeudredningsskemaet

Lægeudredningsskemaet kan findes i Clinea under fanebladet blanketter og kan udfyldes elektronisk.


1. Klik ny og søg på "lægeerklæring til demensudredning". Markér og klik OK.



2. Udfyld skema på computer og tryk gem. Det udfyldte skema ligger nu i fanebladet blanketter.


Sammensæt lægeudredningsskemaet med beskrivelse fra demenssygeplejerske

- 1 Find beskrivelsen udført af demenssygeplejerske (sendt som korrespondance) og marker denne
- 2 Vælg fanebladet udskrift og klik på Sammensæt-knappen. Tryk F5. Første del af det samlede dokument genereres nu.



- 3 Gå nu til fanebladet blanketter og marker lægeudredningsskemaet. Tryk F5 igen. Anden del af det samlede dokument genereres nu.


- 4 Stå på fanebladet udskrift og klik på Sammensæt-ikonet. Vælg Send til vedhæftning.




Korrespondancen med beskrivelse fra demenssygeplejersken kan nu gemmes som en samlet PDF-fil til vedhæftning i Clinea.

Vedhæftning i den elektroniske henvisning

1. Påbegynd henvisningen på patienten. Klik på "vedhæft" i nederste venstre hjørne eller brug genvejstasten [ALT+V]



2. I vinduet der åbner, vil der, i venstre side, blive vist samtlige billeder og dokumenter, som er indlæst i Media-modulet på den pågældende patient. Den nylavede PDF-fil med både lægeudredningsskema og beskrivelse fra demenssygeplejerske vil ligge med titlen "Sammensat dokument.pdf" og dags dato.
3. Vælg dokumentet ved at klikke i den hvide boks i venstre side. Klik OK nederst i højre hjørne.



- 5 Gå tilbage til henvisningen, som – når man har sikret sig er endeligt udfyldt – kan afsendes. Knappen i nederste venstre hjørne vil – når der er vedhæftede filer – blive markeret med orange skrift.

